

Zähne. Lippetal.

MAGAZIN FÜR INNOVATIVE ZAHNÄRZTE UND PRAXISTEAMS



Seite - 02

- ▶ Moderne Schienentherapie mit flexiblem Material
- ▶ Schrauben oder zementieren?
- ▶ Tipp: Teflonband

Seite - 03

- ▶ #Story Kami
- ▶ #Story Tanja
- ▶ Scan-Checkliste

Seite - 04

- ▶ Neue Email-Adressen
- ▶ KIM – Kommunikation im Medizinwesen
- ▶ Fortbildungen
- ▶ Gewinner 02/2025

**JETZT NEU
BEI BIERMANN:**

Beilage: Biermann-Rätsel

Flexible Schienen für mehr Patientenkomfort

**Biermann
Gewinnspiel
als Beilage**



Herzlich willkommen bei unserem Magazin #Zähne. Lippetal.

#Technik

Kaum sichtbar. Kaum spürbar. Moderne Schienentherapie mit flexiblem Material

Als digital aufgestelltes Dentallabor wissen wir: Entscheidend für eine erfolgreiche Schienentherapie ist ein Material, das Patienten spürbar entlastet und sich präzise integrieren lässt. Nach intensiven Tests sind wir überzeugt: Schienen aus Tizian flex splint comfort machen für Sie und Ihre Patienten den Unterschied. Sie sind spürbar komfortabler, passgenauer und einfach überzeugend.

IHRE VORTEILE:

- + **Patienten, die ihre Schiene wirklich tragen**
durch außergewöhnlichen flexiblem Tragekomfort
- + **Weniger Nacharbeit**
durch selbstadjustierende Eigenschaften
- + **Präzise, reproduzierbar und ohne Fehlerquellen**
- + **Extrem bruchsicher & langlebig**
- + **MMA- und BPO-frei**
- + **Vielseitig einsetzbar**
für therapeutische, Stabilisations- und Positionierungsschienen



Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie mit flexiblen Schienen, die wirklich getragen werden. >>>>>>>>>>



#Service

Schrauben oder zementieren?

Diese Entscheidung gehört zu den zentralen Fragen in der Implantatprothetik und beeinflusst maßgeblich Ästhetik, Funktion und langfristigen Behandlungserfolg.

Direkt verschraubte Versorgung (nicht zementiert)	Versorgung auf Abutment (zementiert / verklebt) inkl. Klebebasis und individuelle Abutments
VORTEILE	VORTEILE
<ul style="list-style-type: none"> + Einfachere Nachsorge und Revision Suprakonstruktionen lassen sich unkompliziert entfernen, reinigen oder reparieren + Kein Risiko von Zementresten Reduzierte Gefahr periimplantärer Entzündungen durch verbleibenden Zement + Die Versorgung ist jederzeit kontrolliert lösbar 	<ul style="list-style-type: none"> + Hohe prothetische Flexibilität Angulationen und Implantatpositionen können besser ausgeglichen werden + Ästhetisch vorteilhaft Keine sichtbaren Schraubenkanäle – ideal im Frontzahnbereich + Individuelle Gestaltung möglich Optimale Emergenzprofile und Weichgewebsunterstützung + Stabilität bei komplexen Versorgungen Besonders geeignet für größere Konstruktionen
NACHTEILE	NACHTEILE
<ul style="list-style-type: none"> - Ästhetische Einschränkungen möglich Schraubenkanal kann – je nach Implantatposition – sichtbar sein - Höherer Planungs- und Präzisionsaufwand Exakte Implantatpositionierung ist entscheidend für funktionelle und ästhetische Ergebnisse - Limitationen bei Achsabweichungen Stärkere Angulationen sind schwieriger auszugleichen 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko von Zementüberschüssen Erhöhtes Risiko periimplantärer Komplikationen bei unzureichender Kontrolle - Erschwertes Lösen Aufgrund der festen Zementierung ist das Entfernen der Versorgung deutlich aufwendiger - Höherer Aufwand Mehr Planung, Abstimmung mit dem Labor und ggf. zusätzliche Behandlungsschritte

Praxistipp

02

Service für Sie:

Zum Schutz der Schraube und für eine saubere, reversible Versorgung empfiehlt sich das Abdecken des Schraubenkanals mit Teflonband, bevor dieser mit Komposit oder Kunststoff verschlossen wird.



#Persönlich

Zahntechnik ist Kamis Sprache

„German Crowns“ sind seine Leidenschaft - Kamiran Battal – von allen liebevoll „Kami“ genannt – ist Zahntechniker mit Leib und Seele und stammt ursprünglich aus Syrien. Seit November 2022 lebt der 51-Jährige gemeinsam mit seinem Sohn in Deutschland und arbeitet seit August 2023 in unserem Labor – „seit 30 Monaten“, sagt er mit einem Augenzwinkern. In seiner Heimat führte Kami ein eigenes Dentallabor mit Schwerpunkt auf festsitzendem Zahnersatz, insbesondere implantatgetragenen Arbeiten und Zirkon – ein Erfahrungsschatz, den er heute bei uns einbringt. Aktuell arbeitet er in der Kunststoff- und CAD/CAM-Abteilung, doch seine besondere Leidenschaft gilt den „German Crowns“ – „die gab es in meinem Heimatland nicht“, erzählt er begeistert. Kami ist total fasziniert von den Teleskopversorgungen mit der 100 %-igen Präzision und arbeitet sich aktuell in diese Technologie ein. Mit beeindruckender Motivation hat sich Kami selbst Deutsch beigebracht – ganz ohne Sprachkurs: „Die Kollegen helfen mir vor allem bei der Aussprache.“ Im Team fühlt er sich angekommen, „wie in einer Familie“, sagt er „vor allem bin ich Max sehr dankbar, er hat für mich und meinen Sohn eine Wohnung mitten in Herzfeld organisiert.“ Trotz dieser neuen Heimat ist sein Weg von großen Herausforderungen geprägt – seine Ehefrau und Tochter sind noch in Syrien, der Antrag auf Zusammenführung läuft. Umso wichtiger ist der tägliche Kontakt: Zweimal am Tag wird per Facetime gemeinsam gefrühstückt und zu Abend gegessen – über Ländergrenzen hinweg. Seine Tante und sein Onkel wohnen nicht weit entfernt, Kami trifft sich wöchentlich mit ihnen zum Kartenspielen. Kami gibt Gas in alle Richtungen im Job und auf dem Fahrrad auf seinem Weg zur Arbeit. Sportlich fit bleibt er auch durch regelmäßiges Badminton.



Kami Battal

Jetzt in ihrer Lieblingsabteilung arbeiten - CAD/CAM-Abteilung

Ein großer Meilenstein! Tanja hat ihre Abschlussprüfung zur Zahntechnikerin mit der Note „gut“ bestanden und damit ihre Ausbildung bei uns erfolgreich beendet. Diese Leistung steht für ihren außergewöhnlichen Einsatz, Präzision, Geduld und echtes Herzblut für unseren Beruf. Als Absolventin der S-Klasse am CUNO Berufskolleg II in Hagen wurde die 23-Jährige nach der neuen Ausbildungsordnung ausgebildet und hat bereits einen wichtigen Schritt Richtung Meisterschule gemacht: Teil 3 der Zahntechnikermeisterschule Rechnungswesen und BWL hat sie erfolgreich absolviert.

Wir sind total glücklich, dass Tanja jetzt ihr Können mit großer Begeisterung in ihrer Lieblingsabteilung CAD/CAM einbringt. Damit startet nun in ihr nächstes Kapitel als Gesellin. Das gesamte Team ist stolz auf diesen besonderen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch Tanja!



Herzlichen Glückwunsch Tanja

#Service

Mit Scan-Checkliste läuft die Kommunikation

Digitale Abformungen sparen Zeit und schaffen Präzision – vorausgesetzt, alle relevanten Informationen werden vollständig übermittelt. Unsere **Scan-Checkliste** unterstützt die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxis und Dentallabor, reduziert Rückfragen und verhindert typische Zeitfresser im Workflow.

Worauf sollten Sie achten? Zum Beispiel:

- Ist die Präparationsgrenze klar sichtbar?
- Sind Gingiva und Blutungsfreiheit sichergestellt?
- Wurde der Scan vollständig und ohne „Missing Data“ durchgeführt?
- Sind Okklusion und Bissregistrat korrekt erfasst?

Viele kleine Stellschrauben – mit großer Wirkung auf das Endergebnis. Damit Sie nichts übersehen, haben wir eine praxisnahe Checkliste für intraorale Scans entwickelt. **Hier Checkliste per E-Mail anfordern.**



Schulungsraum für exocad-Kurse und Azubikurse Fortbildung im Fokus

Unser Schulungsbereich ist mehr als nur ein Raum – er ist ein Ort für Austausch, Weiterentwicklung und echte Begeisterung für Zahntechnik. Wir öffnen unsere Türen bewusst für externe Weiterbildungsformate und den kollegialen Austausch mit Zahntechnikerkollegen. Die Förderung des Nachwuchses liegt uns besonders am Herzen. Der nächste Azubikurs mit ZTM Jochen Peters findet am **21.–22.09.2026** statt. Mit viel Herzblut begleiten wir die Fortbildungen und schaffen Raum, an dem Lernen nicht nur Wissen vermittelt, sondern Freude macht – eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt, inspiriert wird und gemeinsam wächst. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

#Fortbildung



Neue Email-Adressen

Damit Ihr Datenaustausch mit uns noch strukturierter, schneller und einfacher wird, haben wir unsere E-Mail-Kommunikation optimiert.

Bitte nutzen Sie ab sofort folgende Email-Adressen:



Laboraaufträge / Datenaupload und XML-Nummern:
xml@biermann-dentallabor.de



Patientenfotos:
fotos@biermann-dentallabor.de



Allgemeine Anfragen:
mail@biermann-dentallabor.de



So bündeln wir alle Informationen sauber, vermeiden Rückfragen und beschleunigen gemeinsam den Workflow. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

#Orga



So erreichen Sie uns!

Biermann
Dentallabor GmbH

Biermann Dentallabor GmbH
Gewerbegebiet 25
59510 Lippetal-Herzfeld

T 02923 – 85 56
F 02923 – 10 91

E mail@biermann-dentallabor.de
W www.biermann-dentallabor.de

f @BiermannDentallabor
@BiermannDentallabor



#Gewinnerinnen

Gewinnerpraxis aus Oelde-Stromberg

Herzlichen Glückwunsch an die Zahnarztpraxis Rozek aus Oelde-Stromberg! Mit der richtigen Lösung „KV-Anfrage“ im Rätsel 2/2025 sicherte sich das Team einen genussvollen Gewinn: Döner und Pizza für alle. Ob knusprig, würzig oder einfach nur lecker – der Gewinn kam im Team bestens an und sorgte für gute Stimmung.

> Unser Tipp: Mitmachen lohnt sich!

Vielleicht ist beim nächsten Rätsel schon Ihre Praxis die Gewinnerpraxis – und Sie genießen gemeinsam mit Ihrem Team Pizza in verschiedenen Varianten.



#Orga

KIM - Kommunikation im Medizinwesen Sichere Kommunikation mit uns

Eine reibungslose und sichere Kommunikation ist die Basis unserer täglichen Zusammenarbeit. Deshalb nutzen wir KIM (Kommunikation im Medizinwesen) als modernen Standard für den digitalen Austausch mit Ihnen. Über KIM senden und empfangen wir Daten, Aufträge und Informationen verschlüsselt und geschützt – speziell entwickelt für sensible Patientendaten. Jede Nachricht wird erst beim Empfänger entschlüsselt und ist so zuverlässig vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Ein weiterer Vorteil für Sie:

Sie kommunizieren ausschließlich mit verifizierten und registrierten Partnern innerhalb der Telematikinfrastruktur – sicher, eindeutig und ohne Umwege.

Unsere KIM-Adresse:
> Biermann Dentallabor



Bildrechte:

©Biermann Dentallabor
Layout: alarmdesign.de

Konzeption + Text:
Nordquadrat PR + Marketing - C. Gabbert